


ASA CROMO NIQUEL DE 1 UL A 10 UL



- El asa bacteriológica es un instrumento de laboratorio y emplea para transportar, arrastrar o trasvasar inóculos (pequeño volumen que contiene microorganismos en suspensión) desde la solución de trabajo también llamada “solución madre” al medio de cultivo (sólido o líquido) o de un medio a otro (resiembra).
- También sirve para la realización de frotis. La cantidad de inóculo que se trasvasa viene determinada por el diámetro del aro final del filamento.