


ESTUCHE PORTAOBJETO



➤ Fabricadas con polipropileno robusto que proporciona almacenamiento y transporte perfecto de portaobjetos.

➤ Las ranuras moldeadas sostienen los portaobjetos del microscopio en su posición.



➤ La tapa con bisagras ofrece un cierre seguro y una fácil apertura. Una vez que la tapa está cerrada, el interior de la caja está protegido del polvo y otros efectos ambientales.



➤ Las ranuras de los portaobjetos con un índice numérico ofrecen un uso coordinativo con la hoja de inventario de portaobjetos colocada dentro de la tapa. Fácilmente apilable para reducir espacio de almacenamiento en el laboratorio.