

## ***MATRACES VOLUMÉTRICOS - "P.P" - "clase B"***



➤ Fabricado de polipropileno según la norma DIN EN ISO 1042. Presenta alta transparencia y alta resistencia química y de la cabeza.

➤ Calibrado según la norma DIN / ISO Clase "B".

➤ Los matraces transparentes están fabricados con polipropileno muy transparente, lo que resulta en una gran transparencia y una clara indicación de la línea del menisco.

➤ Los matraces ámbar se fabrican a partir de polipropileno de formulación especial que impide la penetración de la luz UV y, al mismo tiempo, ofrece una alta transparencia.

Todos los matraces volumétricos se suministran con un tapón de P.E aprueba de fugas que garantiza un cierre perfecto.