

Bolsas Para Autoclave Polipropileno

Consumibles de laboratorio & material de laboratorio



BOLSAS - "autoclavables" - "sin banda"

- Está producido de polipropileno transparente y grueso de fórmula especial con alta resistencia al desgarro y a la perforación.
- Se usan para aislar esterilizando con autoclave antes de tirar los platos usados Petri, tubos de ensayo, frascos de la muestra y otros residuos de laboratorio contaminados y peligrosos.
- También ofrece una alternativa para el almacenamiento y el transporte de diversos productos.
- Pueden resistir las diferencias de presión durante el tratamiento en autoclave.
- Las bolsas deben permanecer abiertas durante el tratamiento en autoclave.
- Las costuras laterales como son fuertes, garantizan que las bolsas no se rasgue ni explote incluso bajo presión o peso.

Número de catálogo	tipo de bolsa	alto x ancho	Unidad de embalaje
039.30.001	sin imprimir	200 x 300 mm	100 unidad / paquete
039.30.002	sin imprimir	300 x 600 mm	100 unidad / paquete
039.30.003	sin imprimir	400 x 700 mm	100 unidad / paquete
039.30.004	sin imprimir	590 x 890 mm	100 unidad / paquete
039.30.005	sin imprimir	690 x 1100 mm	100 unidad / paquete

COTIZACION@GLASSLAB.CL

VICTORIA# 1401SANBERNARDO FONOS: 225272020 - 225178218 - WWW.GLASSLAB.CL