

Manguera de Silicona

TUBOS - "silicona"

- Fabricado en silicona natural con grosor estándar de durómetro 45 A.
- Garantiza excelente resistencia química y a temperaturas entre -60°C a +170°C.

número de catálogo	diámetro interno	diámetro externo	grosor de la pared	cant. emb.
052.12.001	3,0 mm	6,0 mm	1,5 mm	1 metro
052.12.002	4,0 mm	7,0 mm	1,5 mm	1 metro
052.12.003	5,0 mm	8,0 mm	1,5 mm	1 metro
052.12.004	6,0 mm	10,0 mm	2,0 mm	1 metro
052.12.005	7,0 mm	11,0 mm	2,0 mm	1 metro
052.12.006	8,0 mm	12,0 mm	2,0 mm	1 metro
052.12.007	9,0 mm	13,0 mm	2,0 mm	1 metro
052.12.008	10,0 mm	14,0 mm	2,0 mm	1 metro

