

## Matraz aforado trapezoidal



- ▶ Fabricado en vidrio de borosilicato resistente al calor y duradero según la norma DIN EN ISO 1042.
- ▶ La forma trapezoidal del cuerpo ofrece una estabilidad mucho mayor y evita el riesgo de caídas.
- ▶ Calibrado según la norma DIN / ISO Clase "A". Incluye marca de conformidad ("DE-M") de acuerdo con las reglamentaciones federales de pesos y medidas de Alemania.
- ▶ La calibración individual realizada por robots automáticos elimina posibles desviaciones de los valores nominales.
- ▶ Marca de conformidad y número de lote impresos en la superficie del cuerpo. El certificado del lote puede descargarse del sitio web.
- ▶ La marca del menisco grabada con diamante ofrece una mayor durabilidad y permite una fácil observación del nivel.
- ▶ **Alternativa de 2 productos:**
  - ▶ **Matraces volumétricos transparentes**
  - ▶ **Matraces volumétricos ámbar**
- ▶ Las inscripciones en los cuerpos de matraces transparentes están impresas con esmalte azul. Las inscripciones en los cuerpos de matraces ámbar están impresas con esmalte blanco.
- ▶ Todos los matraces volumétricos se suministran con un tapón de P.E a prueba de fugas que garantiza un cierre perfecto.