

VASOS DE PRECIPITADOS



- Se producen de vidrio de borosilicato, resistente a temperatura y duradero según las normas ISO 3819 y DIN 12331.
- Sus paredes gruesas y bordes de apertura fortalecidos evitan la rotura que pueda ocurrir durante el transporte y la limpieza.
- Utilizado para realizar y verter soluciones, caldos de cultivo, agares en la realización de métodos de ensayo en laboratorio.
- Volumen: 5, 10, 25, 50, 100, 150, 250, 400, 600, 800, 1000, 2000, 3000 ml.